

















## Azienda ospedaliera s. Antonio Abate – OSPEDALE GALLARATE - ottobre 2003

Codice BD	Descrizione	Colore	Utilizzo provette in uso
368813	Siliconata CAT 4 ml dimensione 13x75	Rosa - corta - 	Biochimica routine: glucosio, urea, creatinina, ac. urico, Na-K-Cl, bicarbonati, Ca - P, Mg, proteine totali, colesterolo, trigliceridi, HDL, bilirubina, GOT-GPT, GGT, CK, LDH, colinesterasi, amilasi, fosfatasi alcalina, ferro, TIBC
368966	Gel polimeri con att. coag. - 3,5 ml dimensione 13x75	Blu elettrico - corta - 	Biochimica proteine specifiche: TAS, PCR, Reuma test, mucoproteine, Lp(a), apolipoproteine, complemento, $\alpha$ 1antitripsina, aptoglobina, immunoglobuline, ceruloplasmina
367957	Gel polimeri con att. coag. - 3,5 ml dimensione 13x75	Giallo - corta - 	Biochimica: elettroforesi sieroproteica
367955	Gel polimeri con att. coag. - 5 ml dimensione 13x100	Giallo - lunga - 	Biochimica esami speciali: 1 provetta per fruttosamine, lipasi, aldolasi, rame, litio (Mg esterni) 1 provetta per autoanticorpi:
368969	Gel polimeri con att. coag. - 5 ml Dimensione 13x100	Blu elettrico - lunga - 	Marcatori tumorali, vitamine, ormoni: ferritina, CEA, AFP, CA125, CA15.3, CA19.9, $\beta$ HCG, vit. B12, folato, TSH, FT3, FT4, LH, FSH, PRL, testosterone, estradiolo, progesterone.
368968	Gel polimeri con att. coag. - 5 ml Dimensione 13x100	Ruggine 	Sierologia: Ab antitreponema, FTA abs, Widal-W., Waaler Rose, Le test, Paul Bunnel, Ab anti EBV ed Herpes, Ab anti-Mycoplasma - Clamydia - Helicobacter - Rickettsia - Borrelia - Legionella - endomisio - transglutaminasi - cardiopina Marker epatite e HIV C.T. Gallarate
368969	Gel polimeri con att. coag. - 5 ml Dimensione 13x100	Blu elettrico - lunga - ( <i>annerire il tappo</i> ) 	Dosaggio farmaci: Carbamazepina, fenobarbital, fenitoina, acido valproico, teofillina Sierologia: Ab anti-Toxo - Rubeo e CMV
367748	Mon. Li eparina 3 ml dimensione 13x75	Grigio 	Curve glicemiche
367921	Sodio Fluoruro 2 ml dimensione 13x75	Grigio 	Lattato
368884	Li Eparina 4ml dimensione 13x75	Verde 	Emergenze di chimica clinica ( <i>da preferire alla provetta tappo arancio, ancora in uso</i> ) Fosfatasi alcalina leucocitaria
368856	K2 EDTA 3 ml dimensione 13x75	Viola trasparente 	Emocromo, reticolociti, resistenze osmotiche, G6PDH Emoglobina glicata ed emoglobine patologiche ( <i>tappo da annerire</i> ) Carbossiemoglobina, ricerca parassita malarico ( <i>da consegnare a parte</i> ) Ammonemia ( <i>provetta in contenitore freddo</i> ) ACTH ( <i>provetta da tenere al freddo prima e dopo il prelievo e annerire</i> ) Allele Apolipo. E e Fattore V ( <i>per C.T. Gallarate</i> )
367704	9 sodio citrat. 4,5 ml dimensione 13x75	Azzurro 	Coagulazione: PT, APTT, ATIII, fibrinogeno, XDP, Proteina C e S, LAC ( <i>utilizzare 2 provette per richiesta contemporanea di LAC e Prot. C o S</i> )
368861	K2 EDTA 4.0 ml dimensione 13x75	Lilla 	V.E.S. Marcatori cardiaci: TNT - Mioglobina - CKMB massa Dosaggio digossina ( <i>tappo da annerire</i> )
368970	Gel polimeri con att. coag. - 5 ml Dimensione 13x100	Trasparente 	PSA, EPO, Beta2 microglobulina e ormoni: Cortisolo, GH, IGF1, insulina, C peptide, renina, TRAK, 17OHP, aldosterone, testosterone libero, andro G, DHEAS, PTH, altri ormoni
367941	K EDTA - 7 ml dimensione 13x100	Rosa - lunga - 	Centro trasfusionale Gallarate: Gruppo sanguigno e Coombs
368953	Gel polimeri con att. Coag - 8,5 ml dimensione 16x100	Giallo - grossa - 	Allergologia: IgE totali e IgE specifiche ( <i>allegare modulo richiesta</i> ) Siero per determinazione Link
			<b>Data ultimo aggiornamento 15 OTTOBRE 2003</b>

